



AESTHETICS



EXILITE™

EXILITE

UITĂ DE COMPROMISURI



BTL România Aparatură Medicală SRL
Str. Cpt. Mircea Vasilescu Nr. 12-14, Parter+Etaj 1, Sector 4, București, 040184

gai@btl.ro | simionca@btl.ro
www.btlaesthetics.com | www.btl.ro

Tel./Fax: (+4) 031 422 29 99 | (+4) 021 326 53 20
Mobil: (+4) 0727 736 672 | (+4) 0733 104 965

Toate drepturile rezervate. Deși au fost luate toate măsurile necesare pentru furnizarea unor informații precise și actualizate, nu ne asumăm răspunderea pentru nicio greșală sau eroare de tipar regăsite în catalogul de față. Produsele și specificațiile acestora, așa cum sunt prezentate în acest catalog, pot fi diferite în funcție de țara în care sunt comercializate aparatele.

ESENȚA PERFEȚIUNII

EXILITE™ ESTE UN SISTEM
EXCLUSIVIST, CU LUMINĂ INTENS
PULSATĂ, CE ASIGURĂ REZULTATE
EXCELENTE.

TEHNOLOGIA DE ULTIMĂ GENERAȚIE
ASIGURĂ TRATAMENTUL RAPID ȘI
CONFORTABIL.



ESENȚA PERFORMANȚEI



DURATĂ DE VIAȚĂ SUPERIORĂ

Exilite oferă o durată de viață extinsă a lămpii. Rentabilitatea este maximizată în timp ce costurile operaționale sunt reduse.

PUTERE IMPRESIONANTĂ

Rezultatele clinice excelente sunt asigurate de o putere mare de ieșire care ajunge până la 40 J/cm².

RATĂ MARE DE REPETIȚIE

Atât pacientul cât și operatorul beneficiază de o terapie rapidă. Chiar și zone mari, cum ar fi spatelul, sunt tratate imediat.


RĂCIRE TERMOELECTRICĂ A SAFIRULUI LUMINOS

Datorită sistemului de răcire avansat al safirului, terapia este blândă cu pielea.

FILTRE DE CONECTARE UȘOARĂ


Filtrele aplicatorului Exilite pot fi schimbate repede și ușor. Sistemul poate fi astfel pus în funcțiune, pentru o alta terapie, în doar câteva secunde.

PROFITĂ DIN PLIN DE AVANTAJELE VERSATILITĂȚII




DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A LUMINII

Placa aurită reflectă energia dispersată cu scopul de a o împrăștia în mod uniform pe toată suprafața. Acest lucru este esențial în vederea obținerii unor rezultate terapeutice optime.




Energia dispersată pentru alte tehnologii IPL




Energia dispersată în cazul sistemului Exilite

FILTRELE DE O PRECIZIE ÎNALTĂ STABILESC SPECTRUL LUMINOS NECESAR, ASTFEL ÎNCÂT SĂ POATĂ FI TRATATĂ O GAMĂ CÂT MAI MARE DE INDICAȚII ESTETICE.




Filtru
480 nm

Acnee




Filtru
530 nm

Tratament depigmentare




Filtru
560 nm

Leziuni vasculare și tratamente de întinerire a pielii



Filtru
640 nm


Epilare
Tip piele I-III



Filtru
690 nm

Epilare
Tip piele IV-V

PUTERE EXCELENTĂ DISTRIBUITĂ IMPECABIL



MOD MULTIPULS INTELIGENT

Modul Exilite Multipuls permite transmiterea extrem de blândă a energiei în piele, cu rezultate foarte bune chiar și pentru pacienții cu o diferență de pigment mai mică în comparație cu țesutul țintă. Modul Multipuls crește efectul aplicării tratamentului în timp ce reduce riscul accidentelor și evenimentelor nedorite, cum ar fi roșeața.

REZULTATE VIZIBILE ȘI DE LUNGĂ DURATĂ



POSTLIGHT™

A hand holding a handheld LED light device (Exilite) over a person's shoulder, with a blue color overlay. The device is emitting a yellow light onto the skin. The background is dark, and the overall scene is bathed in a blue light.

Exilite amplifică efectul de regenerare, folosind principiul efectului non-termic al tehnologiei luminoase modulate LED.

Această metodă dovedită științific reduce substanțial eritemul, îmbunătățește regenerarea pielii și stimulează producția de colagen în țesut.

PROGRES CONTINUU

PUTERE DE PÂNĂ LA **40 J/CM²**

DURATĂ DE VIAȚĂ A LĂMPII
200,000 PULSAȚII

RATĂ DE REPETIȚIE DE PÂNĂ LA **3 HZ**

RĂCIRE TERMOELECTRICĂ

LUNGIME PULS DE PÂNĂ LA **240 MS**

OPERARE CU UN SINGUR APLICATOR

FILTRE **480, 530, 560, 640, 690 NM**

SAFIR LUMINOS
11 MM × 40 MM



